

DIADUST

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395)279-98-46	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Россия (495)268-04-70	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (7172)727-132	

Herz- und Gefäß-Chirurgie – Cardiovascular Surgery

DIADUST Mikro-Nadelhalter mit Rundgriff

DIADUST Micro Needle Holders with Round Handle

DIADUST




DIADUST



Die Diamantstaubbeschichtung sorgt für eine noch härtere und verschleißfestere Maulinnenfläche. Darüber hinaus garantiert die Struktur der DIADUST-Beschichtung ein zuverlässiges Fassen von feinen Nadeln und Nahtmaterialien sowie von Weichgewebe.

The diamond dust coating ensures an even harder and more wear resistant surface on the inside of the jaws. Moreover, the structure of the DIADUST coating guarantees a reliable grip for fine needles and sutures, as well as for tissue.



120 mm, 4 ³/₄"

145 mm, 5 ³/₄"

160 mm, 6 ¹/₄"

185 mm, 7 ¹/₄"

210 mm, 8 ¹/₄"

230 mm, 9"

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

INCHES

FB



Herz- und Gefäß-Chirurgie – Cardiovascular Surgery


DIADUST Mikro-Nadelhalter mit Rundgriff

DIADUST Micro Needle Holders with Round Handle

FB



mit Sperre
with ratchet




Nahtmaterialgröße
Suture size

Länge (mm) Length (in.)	7/0 und kleiner 7/0 and smaller	5/0 und kleiner 5/0 and smaller	4/0 und kleiner 4/0 and smaller	4/0 und kleiner 4/0 and smaller
120 mm 4 3/4"	FM520R			
145 mm 5 3/4"		FM522R		
160 mm 6 1/4"	FM521R	FM523R		
185 mm 7 1/4"	FM563R	FM564R	FM218R	
210 mm 8 1/4"	FM565R	FM566R	FM228R	FM221R
230 mm 9"	FM567R	FM568R	FM230R	FM223R



ohne Sperre
without
ratchet



Nahtmaterialgröße
Suture size

Länge (mm) Length (in.)	7/0 und kleiner 7/0 and smaller	5/0 und kleiner 5/0 and smaller
120 mm 4 3/4"	FM524R	
145 mm 5 3/4"		FM528R
160 mm 6 1/4"	FM525R	FM529R
185 mm 7 1/4"	FM526R	FM530R
210 mm 8 1/4"	FM527R	FM531R
230 mm 9"	FM532R	FM533R



MILLIMETERS

Herz- und Gefäß-Chirurgie – Cardiovascular Surgery

DIADUST Mikro-Nadelhalter mit Rundgriff

DIADUST Micro Needle Holders with Round Handle

DIADUST




Die Diamantstaubbeschichtung sorgt für eine noch härtere und verschleißfestere Maulinnenfläche. Darüber hinaus garantiert die Struktur der DIADUST-Beschichtung ein zuverlässiges Fassen von feinen Nadeln und Nahtmaterialien sowie von Weichgewebe.

The diamond dust coating ensures an even harder and more wear resistant surface on the inside of the jaws. Moreover, the structure of the DIADUST coating guarantees a reliable grip for fine needles and sutures, as well as for tissue.



190 mm, 7 1/2"



230 mm, 9"



250 mm, 10"

FB



INCHES




DIADUST



Herz- und Gefäß-Chirurgie – Cardiovascular Surgery

DIADUST Mikro-Nadelhalter mit Rundgriff

DIADUST Micro Needle Holders with Round Handle



mit Sperre,
kräftige
Ausführung
with ratchet,
heavy style



Nahtmaterialgröße
Suture size


Länge (mm)
Length (in.)

2/0 und kleiner
2/0 and smaller

190 mm
7 1/2" [FM538R](#)

230 mm
9" [FM539R](#)

250 mm
10" [FM534R](#)



ohne Sperre,
kräftige
Ausführung
without
ratchet,
heavy style



Nahtmaterialgröße
Suture size

Länge (mm)
Length (in.)


2/0 und kleiner
2/0 and smaller

190 mm
7 1/2" [FM535R](#)

230 mm
9" [FM536R](#)

250 mm
10" [FM537R](#)

FB



MILLIMETERS

Herz- und Gefäß-Chirurgie – Cardiovascular Surgery

DIADUST Mikro-Nadelhalter mit Flachgriff

DIADUST Micro Needle Holders with Flat Handles

DIADUST



DIADUST



Die Diamantstaubbeschichtung sorgt für eine noch härtere und verschleißfestere Maulinnenfläche. Darüber hinaus garantiert die Struktur der DIADUST-Beschichtung ein zuverlässiges Fassen von feinen Nadeln und Nahtmaterialien sowie von Weichgewebe.

The diamond dust coating ensures an even harder and more wear resistant surface on the inside of the jaws. Moreover, the structure of the DIADUST coating guarantees a reliable grip for fine needles and sutures, as well as for tissue.



145 mm, 5 ³/₄"

170 mm, 6 ³/₄"

185 mm, 7 ¹/₄"

210 mm, 8 ¹/₄"

230 mm, 9"

FB





DIADUST




Herz- und Gefäß-Chirurgie – Cardiovascular Surgery

DIADUST Mikro-Nadelhalter mit Flachgriff

DIADUST Micro Needle Holders with Flat Handles

FB




mit Sperre
with ratchet



Nahtmaterialgröße
Suture size

Länge (mm) Length (in.)	7/0 und kleiner 7/0 and smaller	5/0 und kleiner 5/0 and smaller
145 mm 5 3/4"		<u>FM541R</u>
170 mm 6 3/4"	<u>FM540R</u>	
185 mm 7 1/4"		<u>FM542R</u>
210 mm 8 1/4"		<u>FM543R</u>
230 mm 9"		<u>FM544R</u>




ohne Sperre
without
ratchet



Nahtmaterialgröße
Suture size

Länge (mm) Length (in.)	7/0 und kleiner 7/0 and smaller	5/0 und kleiner 5/0 and smaller
145 mm 5 3/4"		<u>FM546R</u>
170 mm 6 3/4"	<u>FM545R</u>	
185 mm 7 1/4"		<u>FM547R</u>
210 mm 8 1/4"		<u>FM548R</u>
230 mm 9"		<u>FM549R</u>



MILLIMETERS

Herz- und Gefäß-Chirurgie – Cardiovascular Surgery

DIADUST Mikro-Nadelhalter mit Flachgriff

DIADUST Micro Needle Holder with Flat Knurled Handle

DIADUST



DIADUST



Die Diamantstaubbeschichtung sorgt für eine noch härtere und verschleißfestere Maulinnenfläche. Darüber hinaus garantiert die Struktur der DIADUST-Beschichtung ein zuverlässiges Fassen von feinen Nadeln und Nahtmaterialien sowie von Weichgewebe.

The diamond dust coating ensures an even harder and more wear resistant surface on the inside of the jaws. Moreover, the structure of the DIADUST coating guarantees a reliable grip for fine needles and sutures, as well as for tissue.



185 mm, 7 1/4"

210 mm, 8 1/4"

230 mm, 9"

INCHES

FB



DIADUST



Herz- und Gefäß-Chirurgie – Cardiovascular Surgery

DIADUST Mikro-Nadelhalter mit Flachgriff

DIADUST Micro Needle Holders with Flat Knurled Handle



mit Sperre
with ratchet



Nahtmaterialgröße
Suture size

Länge (mm)
Length (in.)

5/0 und kleiner
5/0 and smaller

185 mm
7 1/4"

FM550R

210 mm
8 1/4"

FM551R

230 mm
9"

FM552R



ohne Sperre
without
ratchet



Nahtmaterialgröße
Suture size

Länge (mm)
Length (in.)

5/0 und kleiner
5/0 and smaller

185 mm
7 1/4"

FM553R


210 mm
8 1/4"

FM554R

230 mm
9"

FM555R

FB



MILLIMETERS

Herz- und Gefäß-Chirurgie – Cardiovascular Surgery

DIADUST Mikro-Nadelhalter

DIADUST Micro Needle Holders

DIADUST



DIADUST



Die Diamantstaubbeschichtung sorgt für eine noch härtere und verschleißfestere Maulinnenfläche. Darüber hinaus garantiert die Struktur der DIADUST-Beschichtung ein zuverlässiges Fassen von feinen Nadeln und Nahtmaterialien sowie von Weichgewebe.

The diamond dust coating ensures an even harder and more wear resistant surface on the inside of the jaws. Moreover, the structure of the DIADUST coating guarantees a reliable grip for fine needles and sutures, as well as for tissue.



GLASSER

FM560R

Nahtmaterialgröße: 5/0 und kleiner
Suture size: 5/0 and smaller
125 mm, 5"



GLASSER

FM561R

Nahtmaterialgröße: 5/0 und kleiner
Suture size: 5/0 and smaller
180 mm, 7"

FB



INCHES



DIADUST



Herz- und Gefäß-Chirurgie – Cardiovascular Surgery

DIADUST Mikro-Nadelhalter

DIADUST Micro Needle Holders

FB



FM236R

mit Sperre
Nahtmaterialgröße: 5/0 und kleiner
with ratchet
Suture size: 5/0 and smaller
210 mm, 8 1/4"



FM276R

ohne Sperre
Nahtmaterialgröße: 5/0 und kleiner
without ratchet
Suture size: 5/0 and smaller
210 mm, 8 1/4"



						1/1
BM301R	BM325R	BM302R	BM327R	BM328R		
140 mm	160 mm	180 mm	220 mm	250 mm		
5 1/2"	6 1/4"	7"	8 3/4"	10"		

RYDER

BM301R-BM328R

Nahtmaterialgröße: 5/0 und kleiner
Suture Size: 5/0 and smaller





MILLIMETERS



Herz- und Gefäß-Chirurgie – Cardiovascular Surgery



Spezialinstrumentarium für die Anlage von AV-Shunts bei Dialysepatienten Instruments for Shunt Operations

1/1
Ring-Ø: 2 mm
diam. of ring: 2 mm

FM047R
Mikro-Ringpinzette
Micro ring forceps
180 mm, 7"

1/2

DIADUST

1/1
Ring-Ø: 1 mm
diam. of ring: 1 mm

FM572R
Mikro-Ringpinzette
Micro ring forceps
185 mm, 7 1/4"

1/2




DIADUST

1/1

FD255R
Chirurgische Mikro-Pinzette
Micro tissue forceps
180 mm, 7"

1/2




DIADUST

1/1
mit Plateau
with platform tip

FD253R
Anatomische Mikro-Pinzette
Micro dissecting forceps
180 mm, 7"

1/2





DIADUST


1/1

FD258R **FD259R**

FD258R-FD259R
Mikro-Nadelhalter
Micro needle holders
180 mm, 7"

1/2

FB



MILLIMETERS

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395)279-98-46	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Россия (495)268-04-70	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (7172)727-132	