

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395)279-98-46	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Россия (495)268-04-70	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (7172)727-132	

Pinzetten – Dissecting- and Tissue Forceps

Mikro-Pinzetten

Micro Forceps

BD




1/1
Karoprofil
cross serrated

1/2

FM063R

Rundgriff
round handle
200 mm, 8"




FM053R

Ring-Ø: 2,5 mm
diam. of ring: 2.5 mm

180 mm

7"



FM054R

Ring-Ø: 2,5 mm
diam. of ring: 2.5 mm

200 mm

8"

FM053R-FM054R

Rundgriff
round handle



1/1
mit Plateau
with platform tip

1/2

FD253R

Rundgriff
round handle
180 mm, 7"



DIADUST™

Diamond Powder Coated Forceps

- Non-traumatic and yet firm gripping of sutures and tissues



**COOLEY
DX303R**
Atraumatic
micro forceps
180 mm, 7"



1/1



**DIADUST
FD253R**
Micro dissecting
forceps
180 mm, 7"



1/1



**DIADUST™
FD255R – FD256R**
Micro tissue
forceps
180 mm, 7"



FD255R

FD256R

1/1

Neurosurgery

EC/IC Bypass Instruments - Noir™ Forceps



FD488B



FD488B



FD489B



FD489B




FD490B



FD490B

EC/IC Bypass Instruments, Noir Forceps

Catalog Number	Tip	Tip Size (mm)	Working Length (in.)	Length (in.)
FD488B	STR	0.3	2	5 1/2
FD489B	STR	0.3	3 1/8	6 3/4
FD490B	STR	0.3	4	8 1/4



NEURO SURGERY

MILLIMETERS



Pinzetten – Dissecting- and Tissue Forceps

Mikro-Pinzetten mit leichtem Kunststoffgriffprofil

Micro Forceps with Lightweight Plastic Handle



Das MÜLLER Mikro-Instrumentarium

Ein neues, hochwertiges Set für die periphere Mikrochirurgie. Zahlreiche praxisbewährte Details führen zu mehr Effektivität und Sicherheit.

■ Unverkrampte Haltung = mehr Feingefühl

Das leichte Kunststoffprofil vergrößert die Griffoberfläche, gewährleistet dadurch eine unverkrampte Handhaltung und verleiht mehr Feingefühl.

■ Leichteres Drehen = erweiterter Arbeitsbereich

Der runde Griffquerschnitt ermöglicht leichtes, gleichmäßiges Drehen des Instrumentes. Verwendungs- bzw. Arbeitsbereich wird dadurch erweitert.

■ Sicherer Halt

Das griffige Noppenprofil gewährleistet einen durchweg sicheren Halt bei sämtlichen Bewegungsabläufen.

■ Optimales Handling

Eine Entwicklung nach ergonomischen Gesichtspunkten, verbunden mit dem geringen Gewicht der neuen Kunststoffgriffe schaffen die Voraussetzung zu ermüdungsfreiem Arbeiten und optimalem Handling.

The MÜLLER Micro instrument system

A top quality set for peripheral microsurgery. Numerous details tried and tested in practice mean increased efficiency and safety.

■ Natural holding position = increased sensitivity

The light plastic profile increases the grip surface, thus guaranteeing a natural hand position without cramping and providing enhanced sensitivity.

■ Easier rotation = extended working area


The round grip cross section permits easy and uniform rotation of the instrument. This extends the application and working areas.

■ Safe grip

The easy grip studded profile guarantees a secure hold for all movements.

■ Optimum handling

Development in accordance with ergonomic criteria and the low weight of the new plastic grips provide fatiguefree working and optimum handling.



MÜLLER

FM001R-FM003R


110 mm, 4 3/8"



MÜLLER

FM004R

110 mm, 4 3/8"




MÜLLER

FM005R-FM006R

110 mm, 4 3/8"

BD



MILLIMETERS

Pinzetten – Dissecting- and Tissue Forceps

Mikro-Pinzetten mit leichtem Kunststoffgriffprofil

Micro Forceps with Lightweight Plastic Handle

BD



0,3 mm

FM033R

0,4 mm

FM036R

mit Plateau
with plateau

MÜLLER

FM033R-FM036R

160 mm, 6 1/4"



0,5 mm



1 x 2 Zähne
1 x 2 teeth

MÜLLER

FM034R

160 mm, 6 1/4"



Ring-Ø
1,2 mm
diam. of ring
1.2 mm


MÜLLER

FM035R


160 mm, 6 1/4"



FM064R
MICRO FORCEPS STR.PLATEAU 210MM



FM065R
ATR.MICRO FORCEPS STR.THREADED 210MM



Instruments - Instrumente

Micro Forceps with Flat Handle, Straight

Mikro-Pinzetten mit Flachgriff, gerade

Micro
Mikro



GERALD
BD190R-BD194R
180 mm, 7"



GERALD
BD195R-BD196R
200 mm, 7 7/8"















GERALD
BD197R
250 mm, 9 3/4"

Instruments – Instrumente

Micro Forceps with Round Handle, Straight

Mikro-Pinzetten mit Rundgriff, gerade

Jaw type Maulform	Diam. of ring: 1 mm, straight Ring-Ø: 1 mm, gerade	Diam. of ring: 1 mm, curved Ring-Ø: 1 mm, gebogen	Diam. of ring: 2 mm, straight Ring-Ø: 2 mm, gerade	Platform tip, straight Fadenplatte, gerade	Platform tip, curved Fadenplatte, gebogen	1 mm DeBakey tip DeBakey Zahnung
	Dia Dust® 	Dia Dust® 	Dia Dust® 	Dia Dust® 	Dia Dust® 	
Total length Gesamtlänge						
150 mm, 6"	FM570R	FM571R		FM578R	FM581R	
185 mm, 7 1/4"	FM572R	FM573R	FM579R	FM580R	FM583R	FM592R
210 mm, 8 1/4"	FM574R	FM575R		FM599R	FM585R	FM600R
230 mm, 9"	FM576R	FM577R				
250 mm, 9 3/4"	FM596R	FM595R		FM594R	FM593R	



Herz- und Gefäß-Chirurgie – Cardiovascular Surgery

Mikro-Pinzetten mit Rundgriff, ohne Gewicht

Micro Forceps with Round Handles, without Counter Balance

Maulform Jaw	Ring-Ø: 1 mm, gerade diam. of ring: 1 mm, straight	Ring-Ø: 1 mm, gebogen diam. of ring: 1 mm, curved	Ring-Ø: 1 mm mit Fadenplatte diam. of ring: 1 mm with platform tip	Fadenplatte, gerade Platform tip, straight	1 mm, DeBakey Zahnung 1 mm, DeBakey tip
Länge (mm) Length (in.)					
185 mm 7 1/4"	FM597R	FM587R	FM582R	FM586R	FM590R
210 mm 8 1/4"	FM598R	FM589R	FM584R	FM588R	FM591R

FM063R

Karoprofil
cross serrated

1/1

1/2

Rundgriff
round handle
200 mm, 8"

DIADUST

FM053R
Ring-Ø: 2,5 mm
diam. of ring: 2.5 mm
180 mm
7"

FM054R
Ring-Ø: 2,5 mm
diam. of ring: 2.5 mm
200 mm
8"

1/1

Rundgriff
round handle




Pinzetten – Dissecting- and Tissue Forceps

Mikro-Pinzetten, Uhrmacher Modelle


Micro Forceps, Jeweler Patterns

BD




BD330R

110 mm, 4 3/8"




BD331R

110 mm, 4 3/8"




BD329R

110 mm, 4 3/8"




BD333R

115 mm, 4 1/2"




BD343R

115 mm, 4 1/2"



BD335R

135 mm, 5 1/4"






BD345R

135 mm, 5 1/4"

Neurosurgery

Micro Forceps



BD835R-BD837R



YASARGIL Micro Forceps, Bayonet-Shaped

Catalog Number	Tip Size (mm)	Teeth	Length (in.)
BD835R	0.6	-	7
BD836R	0.9	-	7
BD837R	-	1 x 2	7



BD840R-BD841R



YASARGIL Micro Forceps, Bayonet-Shaped

Catalog Number	Tip Size (mm)	Length (in.)
BD840R	0.6	7 7/8
BD841R	0.9	7 7/8



BD845R-BD846R



YASARGIL Micro Forceps, Bayonet-Shaped


Catalog Number	Tip Size (mm)	Length (in.)
BD845R	0.6	8 3/4
BD846R	0.9	8 3/4

BD850R-BD851R



YASARGIL Micro Forceps, Bayonet-Shaped

Catalog Number	Tip Size (mm)	Length (in.)
BD850R	0.6	9 1/2
BD851R	0.9	9 1/2





NEURO SURGERY

MILLIMETERS

General Surgery

Dressing and Tissue Forceps



Bayonet Forceps

Catalog Number	Tip	Length (in.)
BD887R		6 1/4
FD110R	FINE	7 1/4
FD111R	BROAD	7 1/4




Neurosurgery

Tumor Forceps




FD223R-FD229R

1/2



FD223R



FD229R

YASARGIL Micro Forceps, Bayonet-Shaped

Catalog Number	Diameter (mm)	Length (in.)
FD223R	3.0	7 7/8
FD229R	5.0	7 7/8



NEURO SURGERY



MILLIMETERS

Neurosurgery

Pituitary Instruments

YASARGIL-NICOLA Modular Micro Forceps

Catalog Number	Jaw	Tip	Working Length (in.)
FD224R	LONG	STR, SERR	6 1/2



Instruments – Instrumente

Instruments for Vascular Surgery with Round Golfball Design Handle, Bayonet-shaped

Instrumente für die vaskuläre Chirurgie mit Golfball-Design Rundgriff, bajonettförmig

Micro
Mikro

- Noir® Micro Overholt forceps are particularly suitable for positioning plates between arteries and nerves during microvascular decompression (according to Jannetta).

- Die Noir® Micro Overholt Pinzetten sind besonders gut geeignet, um bei mikrovaskulärer Dekompression (Operation nach Jannetta) Plättchen zwischen Arterie und Nerv zu platzieren.

Noir® Bypass micro Overholt forceps, bent
Noir® Bypass Mikro Overholt Pinzetten, gebogen



FD510B

FD511B

Working length
Arbeitslänge

90 mm, 3 1/2"

90 mm, 3 1/2"

Total length
Gesamtlänge

210 mm, 8 1/4"

210 mm, 8 1/4"

- For further details see brochure no. C63602.
- Weitere Informationen finden Sie im Prospekt Nr. C63601.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395)279-98-46	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Россия (495)268-04-70	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (7172)727-132	