

DUROGRIP

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

| | | | |
|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| Алматы (7273)495-231 | Казань (843)206-01-48 | Новокузнецк (3843)20-46-81 | Смоленск (4812)29-41-54 |
| Архангельск (8182)63-90-72 | Калининград (4012)72-03-81 | Новосибирск (383)227-86-73 | Сочи (862)225-72-31 |
| Астрахань (8512)99-46-04 | Калуга (4842)92-23-67 | Омск (3812)21-46-40 | Ставрополь (8652)20-65-13 |
| Барнаул (3852)73-04-60 | Кемерово (3842)65-04-62 | Орел (4862)44-53-42 | Сургут (3462)77-98-35 |
| Белгород (4722)40-23-64 | Киров (8332)68-02-04 | Оренбург (3532)37-68-04 | Тверь (4822)63-31-35 |
| Брянск (4832)59-03-52 | Краснодар (861)203-40-90 | Пенза (8412)22-31-16 | Томск (3822)98-41-53 |
| Владивосток (423)249-28-31 | Красноярск (391)204-63-61 | Пермь (342)205-81-47 | Тула (4872)74-02-29 |
| Волгоград (844)278-03-48 | Курск (4712)77-13-04 | Ростов-на-Дону (863)308-18-15 | Тюмень (3452)66-21-18 |
| Вологда (8172)26-41-59 | Липецк (4742)52-20-81 | Рязань (4912)46-61-64 | Ульяновск (8422)24-23-59 |
| Воронеж (473)204-51-73 | Магнитогорск (3519)55-03-13 | Самара (846)206-03-16 | Уфа (347)229-48-12 |
| Екатеринбург (343)384-55-89 | Москва (495)268-04-70 | Санкт-Петербург (812)309-46-40 | Хабаровск (4212)92-98-04 |
| Иваново (4932)77-34-06 | Мурманск (8152)59-64-93 | Саратов (845)249-38-78 | Челябинск (351)202-03-61 |
| Ижевск (3412)26-03-58 | Набережные Челны (8552)20-53-41 | Севастополь (8692)22-31-93 | Череповец (8202)49-02-64 |
| Иркутск (395)279-98-46 | Нижний Новгород (831)429-08-12 | Симферополь (3652)67-13-56 | Ярославль (4852)69-52-93 |
| Россия (495)268-04-70 | Киргизия (996)312-96-26-47 | Казахстан (7172)727-132 | |


Nadelhalter – Needle Holders

DUROGRIP® Mikro-Nadelhalter

DUROGRIP® Micro Needle Holders



BM



glatt
smooth



0,2



0,4



0,5

AESCULAP-Nadelhalter sind durch die Struktur der Hartmetall-Maulteile auf das jeweilige, indikationsbezogene Nahtmaterial abgestimmt. Eine glatte Maulfläche sowie 3 verschiedene Haftprofile garantieren den sicheren „Griff“ der jeweiligen Nadel.

AESCULAP needle holders have jaws with carbide inserts and according to the use required the resp. structure can be chosen. A smooth jaw surface as well as 3 different serrations guarantee a sure „grip“ of the resp. needle.

Wir empfehlen Hartmetall-Maulteile mit glatter Fläche für Nahtmaterial mit Teilung 0,2 mm für Nahtmaterial 0,4 mm 0,5 mm

9/0 – 11/0
6/0 – 10/0
4/0 – 6/0
bis 3/0

We recommend carbide inserts with smooth jaw surface for suture material with 0.2 mm pitch of serration for suture material 0.4 mm 0.5 mm

9/0 – 11/0
6/0 – 10/0
4/0 – 6/0
up to 3/0



DUROGRIP®-Nadelhalter mit Hartmetall-Plättchen

Kennzeichnung:

Vergoldete Ringe, Branchenenden und Sperren

DUROGRIP® Needle Holders with carbide inserts

Identification:

gold-plated rings, handle ends and ratchets



1/1
mit glattem Maul
with smooth jaw

1/2

CASTROVIEJO

BM001R

145 mm, 5 3/4"



1/1
0,2

1/2

CASTROVIEJO

BM002R

145 mm, 5 3/4"



1/1
0,4

1/2

BM003R


170 mm, 6 3/4"



Nadelhalter – Needle Holders
DUROGRIP Mikro-Nadelhalter
DUROGRIP Micro Needle Holders



BM



MILLIMETERS



CASTROVIEJO

BM004R

180 mm, 7"



CASTROVIEJO

BM005R

215 mm, 8 1/2"



FM388R

mit Sperre
with catch
180 mm, 7"




FM390R



mit Sperre
with catch
200 mm, 8"



Nadelhalter – Needle Holders
DUROGRIP® Nadelhalter
DUROGRIP® Needle Holders



BM



DERF

BM008R


115 mm, 4 1/2"



HALSEY

BM010R

120 mm, 4 3/4"



MASING

BM009R

ein Ring abgewinkelt
 one ring angled
 130 mm, 5 1/8"



CONVERSE

BM011R


130 mm, 5 1/8"

MILLIMETERS


Nadelhalter – Needle Holders

DUROGRIP® Nadelhalter

DUROGRIP® Needle Holders



BM



HALSEY

BM012R

130 mm, 5 1/8"



WEBSTER

BM014R-BM024R

125 mm, 5"

BM014R

mit glattem
Maul

with smooth
jaws

BM024R



KILNER

BM018R

135 mm, 5 1/4"




BAUMGARTNER

BM015R


145 mm, 5 3/4"



Nadelhalter – Needle Holders
DUROGRIP® Nadelhalter
DUROGRIP® Needle Holders



BM



BABY-CRILE-WOOD
BM013R
 150 mm, 6"

| BM016R | BM017R | BM019R | BM030R | BM021R |
|--------|--------|--------|---------|---------|
| 145 mm | 185 mm | 200 mm | 270 mm | 305 mm |
| 5 3/4" | 7 1/4" | 8" | 10 3/8" | 12 1/2" |

CRILE-WOOD
BM016R-BM030R

| BM020R | BM023R |
|--------|---------|
| 175 mm | 260 mm |
| 7" | 10 1/4" |


SAROT
BM020R-BM023R

HEGAR-MAYO-SEELEY
BM022R
 200 mm, 8"


Nadelhalter – Needle Holders

DUROGRIP® Nadelhalter

DUROGRIP® Needle Holders




BM



| BM065R | BM066R | BM067R | BM068R | BM070R | BM069R |
|--------|--------|--------|--------|---------|--------|
| 150 mm | 185 mm | 205 mm | 235 mm | 265 mm | 300 mm |
| 6" | 7 1/4" | 8" | 9 1/4" | 10 1/2" | 12" |

HEGAR-MAYO

BM065R-BM070R




| BM077R | BM078R |
|--------|--------|
| 205 mm | 245 mm |
| 8" | 9 3/4" |

HEGAR

BM077R-BM078R

kräftige Modelle
heavy patterns




»grazil«

Nadelhalter – Needle Holders

DUROGRIP® Nadelhalter
DUROGRIP® Needle Holders

BM




| BM033R | BM034R | BM063R | BM064R |
|--------|--------|--------|--------|
| 165 mm | 210 mm | 165 mm | 210 mm |
| 6 1/2" | 8 1/4" | 6 1/2" | 8 1/4" |

DE BAKEY

BM033R-BM064R


sehr fein
very delicate



| BM025R | BM026R | BM027R |
|--------|--------|--------|
| 180 mm | 200 mm | 230 mm |
| 7" | 8" | 9" |

BM025R-BM027R

sehr fein
very delicate



| BM032R | BM035R | BM036R | BM037R | BM038R |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| 150 mm | 180 mm | 230 mm | 250 mm | 305 mm |
| 6" | 7" | 9" | 10" | 12" |

DE BAKEY

BM032R-BM038R

1/2




MILLIMETERS

Nadelhalter – Needle Holders

DUROGRIP® Nadelhalter

DUROGRIP® Needle Holders

»grazil«




BM



DE BAKEY

BM040R

schlankes Modell
slender pattern
305 mm, 12"



DE BAKEY

BM051R-BM052R


Ringe griffgünstig abgesetzt
und gebogen
one extended handle and curved
rings ensure optimum grip



Nadelhalter – Needle Holders

DUROGRIP® Nadelhalter

DUROGRIP® Needle Holders



BM

| | | | |
|---------------|---------------|---------------|-----|
| | | | 1/1 |
| 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
| BM100R | BM101R | BM102R | |
| 200 mm | 240 mm | 300 mm | |
| 8" | 9 1/2" | 12" | |

WERTHEIM
BM100R-BM102R

| | |
|---------------|---------------|
| | |
| 0,5 | 1/1 |
| BM095R | BM096R |
| 210 mm | 230 mm |
| 8 1/4" | 9" |

STRATTE
BM095R-BM096R

| | | |
|---------------|---------------|-----|
| | | 1/1 |
| 0,5 | 0,5 | |
| BM081R | BM084R | |
| 200 mm | 260 mm | |
| 8" | 10 1/4" | |

HEANEY
BM081R-BM084R

| | |
|-----|-----|
| | 1/1 |
| 0,5 | |


BM082R
S-förmig gebogen
S-shaped
215 mm, 8 1/2"



Nadelhalter – Needle Holders

DUROGRIP® Nadelhalter

DUROGRIP® Needle Holders



BM



WANGENSTEEN

BM042R

275 mm, 10 3/4"




BM105R

275 mm, 10 3/4"



Nadelhalter – Needle Holders
DUROGRIP® Nadelhalter
DUROGRIP® Needle Holders



BM



NAUNTON-MORGAN

BM088R


260 mm, 10 1/2"



MÜLLER

BM089R

für tiefe Rektumchirurgie
for deep rectum surgery
360 mm, 14"




MILLIMETERS


Nadelhalter – Needle Holders

DUROGRIP® Nadelhalter

DUROGRIP® Needle Holders




BM



MASSON

BM090R

265 mm, 10 1/2"



FINOCHIETTO

BM092R


265 mm, 10 1/2"



Nadelhalter – Needle Holders

DUROGRIP® Nadelhalter


DUROGRIP® Needle Holders



Diese Spezialmodelle mit extra schmalen Mäulern eignen sich für atraumatische Nadeln und für feine Gefäßnadeln.

These special patterns with extremely fine jaws are suitable for holding non-traumatic needles and fine vein needles.

BM



| BM074R | BM075R | BM076R |
|--------|--------|--------|
| 150 mm | 180 mm | 230 mm |
| 6" | 7" | 9" |

RYDER

BM074R-BM076R


mit glattem Maul
with smooth jaws



1/2

BM184R

200 mm, 8"




MILLIMETERS

Nadelhalter – Needle Holders

DUROGRIP® Nadelhalter


DUROGRIP® Needle Holders



Diese Spezialmodelle mit extra schmalen Mäulern eignen sich für atraumatische Nadeln und für feine Gefäßnadeln.

These special patterns with extremely fine jaws are suitable for holding non-traumatic needles and fine vein needles.

»grazil«




| BM054R | BM055R | BM056R | BM057R | BM058R |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| 135 mm | 155 mm | 175 mm | 210 mm | 230 mm |
| 5 1/4" | 6" | 7" | 8 1/4" | 9" |

RYDER

BM054R-BM058R

sehr fein

very delicate



| BM044R | BM045R | BM046R | BM047R |
|--------|--------|--------|---------|
| 135 mm | 175 mm | 195 mm | 265 mm |
| 5 1/4" | 7" | 7 3/4" | 10 1/2" |

RYDER

BM044R-BM047R


BM



Nadelhalter – Needle Holders

DUROGRIP® Nadelhalter

DUROGRIP® Needle Holders



BM



1/2

TÖNNIS

BM186R

elastisches Modell

elastic pattern

180 mm, 7"



1/2



TÖNNIS MODIF.

BM183R

elastisches Modell

elastic pattern

180 mm, 7"



| BM191R | BM193R |
|--------|--------|
| 180 mm | 200 mm |
| 7" | 8" |

LANGENBECK

BM191R-BM193R



1/2

»grazil«


LANGENBECK

BM196R


200 mm, 8"



Nadelhalter – Needle Holders
DUROGRIP® Nadelhalter
DUROGRIP® Needle Holders



BM



MILLIMETERS



ZWEIFEL

BM170R

200 mm, 8"



ZWEIFEL

BM172R

200 mm, 8"

kräftiges Modell
für Sternumnaht
heavy pattern
for sternum suture



AESCALAP


BM178R

200 mm, 8"


Nadelhalter – Needle Holders

DUROGRIP® Nadelhalter

DUROGRIP® Needle Holders



BM



»grazil«



LICHTENBERG

BM132R

elastisches Modell
elastic pattern

195 mm, 7 3/4"



BM165R

mit langem Hals
with long neck
205 mm, 8"




HÖSEL

BM168R


mit langem Hals
with long neck
260 mm, 10"



Nadelhalter – Needle Holders
DUROGRIP® Nadelhalter
DUROGRIP® Needle Holders



»grazil«




| BM148R | BM150R | BM153R |
|--------|--------|--------|
| 140 mm | 170 mm | 200 mm |
| 5 1/2" | 6 3/4" | 8" |

MATHIEU

BM148R–BM153R

feine Modelle
 delicate patterns




| BM149R | BM151R | BM154R |
|--------|--------|--------|
| 140 mm | 170 mm | 200 mm |
| 5 1/2" | 6 3/4" | 8" |

MATHIEU

BM149R–BM154R

Standard-Modelle
 Standard patterns




| BM156R | BM158R |
|--------|--------|
| 200 mm | 245 mm |
| 8" | 9 3/4" |

MATHIEU

BM156R–BM158R

kräftige Modelle
 heavy patterns

BM



MILLIMETERS


General Surgery

DUROGRIP™ TC Needle Holders


GENERAL SURGERY

DUROGRIP TC FRENCH Eye Needle Holder


| Catalog Number | Jaw | Length (in.) |
|----------------|------|--------------|
| MB606R | SERR | 6 1/4 |
| MB607R | SERR | 7 1/4 |
| MB611R | SERR | 8 |
| MB612R | SERR | 9 1/4 |




MB606R-MB612R




MB606R



MB607R



MB611R



MB612R



JACOBSON DUROGRIP

MB213R



JACOBSON DUROGRIP TC Micro Needle Holder, straight, 200 mm (8"), round handle, with ratchet, non-sterile, reusable

Product search type: Micro Needle Holder

Brand name: DUROGRIP

Author: JACOBSON

Aesculap Product Groups: General Surgical Instruments

Tungsten Carbide: TC

Geometry: straight

Length: 200.00 mm

Length (Inch): 8

Handle: round handle

Ratchet: with ratchet

Discipline: Gynaecology, Cardiac Surgery, Pediatric Surgery, Spine Surgery, Neurosurgery, Vascular Surgery, Thoracic Surgery, Urology, General Surgery

Surgical Step: Closure

Data Matrix: Yes

Product contains Latex: No


Sterility: non-sterile

Disposable / Reusable: reusable



XJ256R

MATHIEU DUROGRIP TC Needleholder, 190 mm, japanese design, non-sterile, reusable




| | |
|---------------------|------------------------------|
| Product search type | Needleholder |
| Brand name | DUROGRIP |
| Author | MATHIEU |
| Aesculap Product | |
| Groups | General Surgical Instruments |
| Tungsten Carbide | TC |
| Shape / Form | japanese design |
| Length | 190.00 mm |
| Surgical Step | Closure |
| Data Matrix | Yes |
| Sterility | non-sterile |
| Disposable / | |
| Reusable | reusable |



XJ255R

MATHIEU DUROGRIP TC Needleholder, 160 mm, japanese design, non-sterile, reusable



| | |
|---------------------|------------------------------|
| Product search type | Needleholder |
| Brand name | DUROGRIP |
| Author | MATHIEU |
| Aesculap Product | |
| Groups | General Surgical Instruments |
| Tungsten Carbide | TC |
| Shape / Form | japanese design |
| Length | 160.00 mm |
| Surgical Step | Closure |
| Data Matrix | Yes |
| Sterility | non-sterile |
| Disposable / | |
| Reusable | reusable |



XJ258R

HEGAR DUROGRIP TC Needleholder, 160 mm, japanese design, non-sterile, reusable



| | |
|---------------------|------------------------------|
| Product search type | Needleholder |
| Brand name | DUROGRIP |
| Author | HEGAR |
| Aesculap Product | |
| Groups | General Surgical Instruments |
| Tungsten Carbide | TC |
| Shape / Form | japanese design |
| Length | 160.00 mm |
| Surgical Step | Closure |
| Data Matrix | Yes |
| Sterility | non-sterile |
| Disposable / | |
| Reusable | reusable |



XJ259R

HEGAR DUROGRIP TC Needleholder, 190 mm, japanese design, non-sterile, reusable



| | |
|---------------------|------------------------------|
| Product search type | Needleholder |
| Brand name | DUROGRIP |
| Author | HEGAR |
| Aesculap Product | |
| Groups | General Surgical Instruments |
| Tungsten Carbide | TC |
| Shape / Form | japanese design |
| Length | 190.00 mm |
| Surgical Step | Closure |
| Data Matrix | Yes |
| Sterility | non-sterile |
| Disposable / | |
| Reusable | reusable |



XJ260R

HEGAR DUROGRIP TC Needleholder, 210 mm, japanese design, non-sterile, reusable



| | |
|---------------------|------------------------------|
| Product search type | Needleholder |
| Brand name | DUROGRIP |
| Author | HEGAR |
| Aesculap Product | |
| Groups | General Surgical Instruments |
| Tungsten Carbide | TC |
| Shape / Form | japanese design |
| Length | 210.00 mm |
| Surgical Step | Closure |
| Data Matrix | Yes |
| Sterility | non-sterile |
| Disposable / | |
| Reusable | reusable |



XJ261R

MATHIEU DUROGRIP TC Needleholder, 160 mm, japanese design, non-sterile, reusable



| | |
|---------------------|------------------------------|
| Product search type | Needleholder |
| Brand name | DUROGRIP |
| Author | MATHIEU |
| Aesculap Product | |
| Groups | General Surgical Instruments |
| Tungsten Carbide | TC |
| Shape / Form | japanese design |
| Length | 160.00 mm |
| Surgical Step | Closure |
| Data Matrix | Yes |
| Sterility | non-sterile |
| Disposable / | |
| Reusable | reusable |



XJ262R

MATHIEU DUROGRIP TC Needleholder, 190 mm, japanese design, non-sterile, reusable



| | |
|---------------------|------------------------------|
| Product search type | Needleholder |
| Brand name | DUROGRIP |
| Author | MATHIEU |
| Aesculap Product | |
| Groups | General Surgical Instruments |
| Tungsten Carbide | TC |
| Shape / Form | japanese design |
| Length | 190.00 mm |
| Surgical Step | Closure |
| Data Matrix | Yes |
| Sterility | non-sterile |
| Disposable / | |
| Reusable | reusable |



XJ251R


HEGAR DUROGRIP TC Needleholder, 140 mm (5 1/2\"/>



| | |
|---------------------|------------------------------|
| Product search type | Needleholder |
| Brand name | DUROGRIP |
| Author | HEGAR |
| Aesculap Product | |
| Groups | General Surgical Instruments |
| Tungsten Carbide | TC |
| Shape / Form | japanese design |
| Length | 140.00 mm |
| Length (Inch) | 5 1/2 |
| Surgical Step | Closure |
| Data Matrix | Yes |
| Sterility | non-sterile |
| Disposable / | |
| Reusable | reusable |

**XJ252R**


HEGAR DUROGRIP TC Needleholder, 160 mm (6 1/4"), japanese design, non-sterile, reusable



Product search type **Needleholder**
Brand name **DUROGRIP**
Author **HEGAR**
Aesculap Product
Groups **General Surgical Instruments**
Tungsten Carbide **TC**
Shape / Form **japanese design**
Length **160.00 mm**
Length (Inch) **6 1/4**
Surgical Step **Closure**
Data Matrix **Yes**
Sterility **non-sterile**
Disposable /
Reusable **reusable**

**XJ253R**

HEGAR DUROGRIP TC Needleholder, 190 mm, japanese design, non-sterile, reusable



Product search type **Needleholder**
Brand name **DUROGRIP**
Author **HEGAR**
Aesculap Product
Groups **General Surgical Instruments**
Tungsten Carbide **TC**
Shape / Form **japanese design**
Length **190.00 mm**
Surgical Step **Closure**
Data Matrix **Yes**
Sterility **non-sterile**
Disposable /
Reusable **reusable**



XJ263R

MATHIEU DUROGRIP TC Needleholder, 210 mm, japanese design, non-sterile, reusable



| | |
|---------------------|------------------------------|
| Product search type | Needleholder |
| Brand name | DUROGRIP |
| Author | MATHIEU |
| Aesculap Product | |
| Groups | General Surgical Instruments |
| Tungsten Carbide | TC |
| Shape / Form | japanese design |
| Length | 210.00 mm |
| Surgical Step | Closure |
| Data Matrix | Yes |
| Sterility | non-sterile |
| Disposable / | |
| Reusable | reusable |

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

| | | | |
|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| Алматы (7273)495-231 | Казань (843)206-01-48 | Новокузнецк (3843)20-46-81 | Смоленск (4812)29-41-54 |
| Архангельск (8182)63-90-72 | Калининград (4012)72-03-81 | Новосибирск (383)227-86-73 | Сочи (862)225-72-31 |
| Астрахань (8512)99-46-04 | Калуга (4842)92-23-67 | Омск (3812)21-46-40 | Ставрополь (8652)20-65-13 |
| Барнаул (3852)73-04-60 | Кемерово (3842)65-04-62 | Орел (4862)44-53-42 | Сургут (3462)77-98-35 |
| Белгород (4722)40-23-64 | Киров (8332)68-02-04 | Оренбург (3532)37-68-04 | Тверь (4822)63-31-35 |
| Брянск (4832)59-03-52 | Краснодар (861)203-40-90 | Пенза (8412)22-31-16 | Томск (3822)98-41-53 |
| Владивосток (423)249-28-31 | Красноярск (391)204-63-61 | Пермь (342)205-81-47 | Тула (4872)74-02-29 |
| Волгоград (844)278-03-48 | Курск (4712)77-13-04 | Ростов-на-Дону (863)308-18-15 | Тюмень (3452)66-21-18 |
| Вологда (8172)26-41-59 | Липецк (4742)52-20-81 | Рязань (4912)46-61-64 | Ульяновск (8422)24-23-59 |
| Воронеж (473)204-51-73 | Магнитогорск (3519)55-03-13 | Самара (846)206-03-16 | Уфа (347)229-48-12 |
| Екатеринбург (343)384-55-89 | Москва (495)268-04-70 | Санкт-Петербург (812)309-46-40 | Хабаровск (4212)92-98-04 |
| Иваново (4932)77-34-06 | Мурманск (8152)59-64-93 | Саратов (845)249-38-78 | Челябинск (351)202-03-61 |
| Ижевск (3412)26-03-58 | Набережные Челны (8552)20-53-41 | Севастополь (8692)22-31-93 | Череповец (8202)49-02-64 |
| Иркутск (395)279-98-46 | Нижний Новгород (831)429-08-12 | Симферополь (3652)67-13-56 | Ярославль (4852)69-52-93 |
| Россия (495)268-04-70 | Киргизия (996)312-96-26-47 | Казахстан (7172)727-132 | |