

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:


Алматы (7273)495-231	Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395)279-98-46	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Россия (495)268-04-70	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (7172)727-132	

Herz- und Gefäß-Chirurgie – Cardiovascular Surgery

Mikro-Nadelhalter mit Flachgriff

Micro Needle Holders with Flat Handles

FB



BM563R


BM564R

CASTROVIEJO

BM563R-BM564R

mit Sperre
with catch

145 mm, 5 3/4"





FD076R

FD079R

FD076R-FD079R

ohne Sperre
without catch

160 mm, 6 1/4"



FD080R

FD081R

FD080R-FD081R

ohne Sperre
without catch

185 mm, 7 1/4"



FD045R

FD046R


ohne Sperre
without catch

mit Sperre
with catch

JACOBSON

FD045R-FD046R

185 mm, 7 1/4"



FD048R

mit Sperre
with catch

200 mm, 8"



Nadelhalter – Needle Holders

Mikro-Nadelhalter mit leichtem Kunststoffgriffprofil
Micro Needle Holders with Lightweight Plastic Handles



Das MÜLLER Mikro-Instrumentarium

Ein hochwertiges Set für die periphere Mikrochirurgie. Zahlreiche praxisbewährte Details führen zu mehr Effektivität und Sicherheit.

■ Unverkrampte Haltung = mehr Feingefühl

Das leichte Kunststoffprofil vergrößert die Griffoberfläche, gewährleistet dadurch eine unverkrampte Handhaltung und verleiht mehr Feingefühl.

■ Leichteres Drehen = erweiterter Arbeitsbereich

Der runde Griffquerschnitt ermöglicht leichtes, gleichmäßiges Drehen des Instrumentes. Verwendungs- bzw. Arbeitsbereich wird dadurch erweitert.

■ Sicherer Halt

Das griffige Noppenprofil gewährleistet einen durchweg sicheren Halt bei sämtlichen Bewegungsabläufen.

■ Optimales Handling

Eine Entwicklung nach ergonomischen Gesichtspunkten, verbunden mit dem geringen Gewicht der neuen Kunststoffgriffe schaffen die Voraussetzung zu ermüdungsfreiem Arbeiten und optimalem Handling.

The MÜLLER Micro instrument system

A top quality set for peripheral microsurgery. Numerous details tried and tested in practice mean increased efficiency and safety.

■ Natural holding position = increased sensitivity

The light plastic profile increases the grip surface, thus guaranteeing a natural hand position without cramping and providing enhanced sensitivity.

■ Easier rotation = extended working area

The round grip cross section permits easy and uniform rotation of the instrument. This extends the application and working areas.

■ Safe grip

The easy grip studded profile guarantees a secure hold for all movements.

■ Optimum handling

Development in accordance with ergonomic criteria and the low weight of the new plastic grips provide fatiguefree working and optimum handling.



MÜLLER

FM021R

145 mm, 5 3/4"




MÜLLER

FM061R

180 mm, 7"

BM



MILLIMETERS

Herz- und Gefäß-Chirurgie – Cardiovascular Surgery

Mikro-Nadelhalter mit Flachgriff

Micro Needle Holders with Flat Handles

FB



BM563R

BM564R


1/2

CASTROVIEJO

BM563R-BM564R

mit Sperre
with catch

145 mm, 5 3/4"



FD076R


FD079R

1/2

FD076R-FD079R

ohne Sperre
without catch

160 mm, 6 1/4"



FD080R

FD081R

1/2

FD080R-FD081R

ohne Sperre
without catch

185 mm, 7 1/4"



FD045R

FD046R

ohne Sperre
without catch


mit Sperre
with catch

1/2

JACOBSON

FD045R-FD046R

185 mm, 7 1/4"



1/1

1/2

FD048R

mit Sperre
with catch

200 mm, 8"



Herz- und Gefäß-Chirurgie – Cardiovascular Surgery

Mikro-Nadelhalter mit Rundgriffen

Micro Needle Holders with Round Handles




... mit Rundgriffen

- Rundgriffe erlauben Drehbewegungen zwischen den Fingern.
- Optimale Balance, individuell je nach Instrument, durch volle oder gehöhlte Griffpartien.

... with round handles

- Round handles allow turning manipulations between the fingers.
- Optimum balance individually for each instrument due to solid or hollowed-out handles.

FB




MILLIMETERS



BARRAQUER

BM560R-BM562R


ohne Sperre
without catch



BARRAQUER

FD230R-FD231R

ohne Sperre
without catch
120 mm, 4 3/4"



BARRAQUER

FD232R-FD233R


mit Sperre
with catch
120 mm, 4 3/4"

Herz- und Gefäß-Chirurgie – Cardiovascular Surgery

Mikro-Nadelhalter mit Rundgriffen

Micro Needle Holders with Round Handles

FB



FD240R


FD241R

1/2

REILL

FD240R-FD241R

ohne Sperre
without catch
150 mm, 6"




FD242R

FD243R

1/2

FD242R-FD243R

mit Sperre
with catch
150 mm, 6"



FD244R

FD245R

1/2

FD244R-FD245R

ohne Sperre
without catch
185 mm, 7 1/4"



FD246R

FD247R

1/2

FD246R-FD247R

mit Sperre
with catch
185 mm, 7 1/4"



FM398R

FM392R

ohne Sperre
without catch


mit Sperre
with catch

1/2

FM398R-FM392R

Neurosurgery

MIN Instruments - Noir™ Micro Needle Holders/Noir™ Micro Tissue Forceps/Noir™ Micro Tumor Forceps, Bayonet-Shaped




FD717B-FD719B



FD717B-FD719B

MIN, Noir Micro Needle Holder
W/ Golfball Handle


Catalog Number	Suture Size	Working Length (mm)	Length (in.)
FD717B	7/0 AND SMALLER	70	7 7/8
FD718B	7/0 AND SMALLER	90	8 3/4
FD719B	7/0 AND SMALLER	120	9 3/4




NEURO
SURGERY



Nadelhalter – Needle Holders
DUROGRIP Mikro-Nadelhalter
DUROGRIP Micro Needle Holders



BM



MILLIMETERS



CASTROVIEJO

BM004R

180 mm, 7"



CASTROVIEJO

BM005R

215 mm, 8 1/2"



FM388R

mit Sperre
with catch
180 mm, 7"



FM390R

mit Sperre
with catch
200 mm, 8"

DIADUST



Nadelhalter – Needle Holders

DIADUST Mikro-Nadelhalter mit Rundgriff


DIADUST Micro Needle Holders with Round Handle

DIADUST



Die Diamantstaubbeschichtung sorgt für eine noch härtere und verschleißfestere Maulinnenfläche. Darüber hinaus garantiert die Struktur der DIADUST-Beschichtung ein zuverlässiges Fassen von feinen Nadeln und Nahtmaterialien sowie von Weichgewebe.

The diamond dust coating ensures an even harder and more wear resistant surface on the inside of the jaws. Moreover, the structure of the DIADUST coating guarantees a reliable grip for fine needles and sutures, as well as for tissue.



120 mm, 4 3/4" 1/1

145 mm, 5 3/4" 1/1

160 mm, 6 1/4" 1/1

185 mm, 7 1/4" 1/1

210 mm, 8 1/4" 1/1

230 mm, 9" 1/1

BM





DIADUST



Nadelhalter – Needle Holders

DIADUST Mikro-Nadelhalter mit Rundgriff
DIADUST Micro Needle Holders with Round Handle

BM



mit Sperre
with ratchet



Nahtmaterialgröße
Suture size

Länge (mm) Length (in.)	7/0 und kleiner 7/0 and smaller	5/0 und kleiner 5/0 and smaller	4/0 und kleiner 4/0 and smaller	4/0 und kleiner 4/0 and smaller
120 mm 4 3/4"	FM520R			
145 mm 5 3/4"		FM522R		
160 mm 6 1/4"	FM521R	FM523R		
185 mm 7 1/4"	FM563R	FM564R	FM218R	
210 mm 8 1/4"	FM565R	FM566R	FM228R	FM221R
230 mm 9"	FM567R	FM568R	FM230R	FM223R



ohne Sperre
without
ratchet



Nahtmaterialgröße
Suture size

Länge (mm) Length (in.)	7/0 und kleiner 7/0 and smaller	5/0 und kleiner 5/0 and smaller
120 mm 4 3/4"	FM524R	
145 mm 5 3/4"		FM528R
160 mm 6 1/4"	FM525R	FM529R
185 mm 7 1/4"	FM526R	FM530R
210 mm 8 1/4"	FM527R	FM531R
230 mm 9"	FM532R	FM533R



MILLIMETERS




DIADUST



Nadelhalter – Needle Holders

DIADUST Mikro-Nadelhalter
DIADUST Micro Needle Holders

BM



MILLIMETERS



FD258R

FD259R

1/2

FD258R-FD259R

180 mm, 7"



1/1

1/2

FM236R

mit Sperre
Nahtmaterialgröße: 5/0 und kleiner
with ratchet
Suture size: 5/0 and smaller
210 mm, 8 1/4"



1/1

1/2

FM276R

ohne Sperre
Nahtmaterialgröße: 5/0 und kleiner
without ratchet
Suture size: 5/0 and smaller
210 mm, 8 1/4"

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395)279-98-46	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Россия (495)268-04-70	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (7172)727-132	